



Varenummer 1000006222



Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo 955B Power BMS, orange, 2-rums, walk-behind, 40/40 l, 550 mm

- ✓ 550 mm arbejdsbredde
- ✓ Til mellemstore områder
- ✓ Batteridrevet maskine
- ✓ Indbygget lader
- ✓ Fremdrift på hjul

Produktbeskrivelse

Fleksibel kombinationsmaskine til mellemstore områder. TASKI Swingo 955B giver ekstra arbejdsbredde men er samtidig meget manøvredygtig. Fremragende rengøringsresultat og fantastisk opugning giver rene og tørre gulve. Let at betjene med gennemtænkte funktioner og med sine gule vedligeholdelsespunkter er maskinen let og overskuelig at til og afrikke. Maskinen har indbygget lader, træk på hjul, automatisk børstetilkobling samt IntelliFlow som sikrer korrekt udlægning af vandopøsning i gulver baseret på maskinens hastighed. Der er mulighed for tilkøb af automatisk doseringssystemmet, IntelliDose (1000008553), for at sikre korrekt dosering af rengøringsmidler. Maskinen leveres uden børste 2 x (1000004776) eller 2 x rondelholder (1000007876) som derfor skal tilkøbes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 955B Power BMS
Farve	Orange
Features	Walk-behind
Længde/dybde	1180 mm
Bredde	600 mm
Højde	1150 mm
Vægt, brutto	179 kg
Strømspecifikationer	1500 W
Vaske/fejebredde	550 mm
Rent/snavsevandtank, kapacitet	40/40 l
Antal rum	2-rums

Brugsanvisning

Se brugsanvisning på on-line.abena.dk

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	60 cm	118 cm	115 cm	7615400221882
stk	1 stk				