



Varenummer 1000006282

**Manchet, Riester, 43x13cm, sort, med 2
slinger, barn/lille voksen Ø 17-24 cm**



Produktbeskrivelse

Anvendes som blodtryksmanchet i forbindelse med måling af blodtryk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Riester
Farve	Sort
Features	Med 2 slanger, barn/lille voksen Ø 17-24 cm
Længde/dybde	43 cm
Bredde	13 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	15 cm	11.5 cm	2.8 cm	04045396000988



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.