

Varenummer 1000006334

Fingerklipsensor, til Nonin Palmsat pulsoximeter, pædiatrisk



Produktbeskrivelse

Fingerklipsensor, til Palmsat pulsoximeter 2500A/14, passer til børn i vægtklassen fra 8 - 30 kg, Applikeres på pege-, lange- eller ringfinger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerklipsensor
Features	Til Nonin Palmsat pulsoximeter, pædiatrisk
Brugervægt	8-30 kg
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14 cm	11.5 cm	3.5 cm	833166000160



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.