



Varenummer 1000006398

2-vejs foley kateter, Uno, tiemann, CH 16, 40cm, 10 ml, semi-integreret ballon

Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Uno
Spidstype	Tiemann
Størrelse	CH 16
Farve	Orange
Features	Semi-integreret ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning. Skal senest skiftes efter 90 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	52.5 cm	23.5 cm	26.5 cm	70768455153953
stk	1 stk				50768455153959



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt