



Varenummer 1000006400

2-vejs foley kateter, Uno, tiemann, CH 20, 40cm, 10 ml, semi-integreret ballon

Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Uno
Spidstype	Tiemann
Størrelse	CH 20
Farve	Gul
Features	Semi-integreret ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning. Skal senest skiftes efter 90 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	52.5 cm	23.5 cm	27 cm	70768455153977
stk	1 stk				50768455153973



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE