



Varenummer 1000006413

Urinpose, sengepose, Greaturo, 110cm, 2000 ml, etkammer, CV/NRV, tyk slange, singlepak

✓ Enkeltpakket



Produktbeskrivelse

Urinposen er beregnet til opsamling af urin, og kan kobles sammen med en benpose om natten eller tilkobles direkte til et uridom. Posen har en tilbageløbsventil, som forhindrer urinen i løbe fra posen og tilbage i slangen. Urinposen hænges op ved hjælp af et urinposestativ. Hermed sikrer man, at posen placeres under blæreniveau i henhold til retningslinjerne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Greaturo
Ventiltype	CV, NRV
Features	Tyk slange, singlepak
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DINP, PVC
Længde/dybde	110 cm
Rumindhold, brutto	2000 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Læs den medfølgende brugervejledning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	30 stk	33.2 cm	15.8 cm	25 cm	26946680199536
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.