



Varenummer 1000006474

**Højdemåler, Seca 213, 59x33,7x216,5cm,
hvid, mobilt, mekanisk**



Produktbeskrivelse

Seca Stadiometer 213, højdemåler. Målestokken kan adskilles i flere dele og er nem og hurtig at opstille og er derfor nem at transportere. Vægafstandholder og bundplade sikre ekstra stabilitet. Måleområde 20 - 205 cm. Inddeling 1 mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Højdemåler
Varemærke	Seca
Vareserie	213
Farve	Hvid
Features	Mobilt, mekanisk
Graduering	1 mm
Længde/dybde	59 cm
Bredde	33.7 cm
Højde	216.5 cm
Vægt, netto	2.4 kg
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	CE 0123
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	63.5 cm	36 cm	21 cm	4012030008945
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.