



Varenummer 1000006532

## Engangskateter, Hi-slip Plus, nelaton, CH 14, 15cm, coated, female, steril

✓ Der medfølger vandpose til at aktivere coatingen.



### Produktbeskrivelse

Hi-Slip Plus er et sterilt coated engangskateter med integreret vandpose. Vandposen skal brydes ved et let tryk hvorefter væsken aktiverer katetrets coating. Efter 30 sekunder er det klar til brug.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Hi-slip
Vareserie	Plus
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 14
Features	Coated, female, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHT, PVC
Længde/dybde	15 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Vandposen skal brydes ved et let tryk hvorefter væsken aktiverer katetrets coating. Efter 30 sekunder er det klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	22 cm	20.5 cm	25.5 cm	8681672203122
pk	30 stk	21 cm	19 cm	6 cm	8681672201173
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.