

Varenummer 1000006541

## Engangskateter, Hi-slip Plus, nelaton, CH 18, 40cm, coated, steril

✓ Der medfølger vandpose til at aktivere coatingen.



### Produktbeskrivelse

Hi-Slip Plus er et sterilt coated engangskateter med integreret vandpose. Vandposen skal brydes ved et let tryk hvorefter væsken aktiverer katetrets coating. Efter 30 sekunder er det klar til brug.



### Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Engangskateter   |
| Varemærke                        | Hi-slip  |
| Vareserie                        | Plus   |
| Spidstype                        | Nelaton  |
| Størrelse                        | CH 18  |
| Features                         | Coated, steril   |
| Engangs/flergangs                | Engangs  |
| Materiale                        | DEHT, PVC  |
| Længde/dybde                     | 40 cm  |
| Steriliseringstype               | EO   |
| Certifikater                     | CE. MD.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is  |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745  |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato  |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

### Brugsanvisning

Vandposen skal brydes ved et let tryk hvorefter væsken aktiverer katetrets coating. Efter 30 sekunder er det klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade.

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| kl    | 120 stk    | 47.5 cm | 20.2 cm | 25 cm | 8681672203306 |
| pk    | 30 stk     | 47 cm   | 19 cm   | 6 cm  | 8681672201357 |
| stk   | 1 stk      |         |         |       |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.