



Varenummer 1000006577

Pipette, 3 ml, med ballon, usteril, engangs

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af væske til analyse. Anvendes til dosering af koncentrerede rengøringsmidler.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pipette
Features	Med ballon, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Rumindhold, netto	3 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3000 stk	51 cm	37.4 cm	32.4 cm	
pk	500 stk	35.7 cm	16.5 cm	15.3 cm	
stk	1 stk				