

Varenummer 1000006618

**Engangskateter, HomeCath Ready,
nelaton, CH 10, 40cm, coated**

CE

Produktbeskrivelse

Homecath Ready er et hydrofilcoated, sterilt engangskateter, der ligger i væske - klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	HomeCath
Vareserie	Ready
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 10
Farve	Sort
Features	Coated
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, TOTM
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringmetode	R
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 pk	35.5 cm	32 cm	21 cm	8699415732891
pk	30 stk	35 cm	20 cm	6 cm	8699415732891



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt