



Varenummer 1000006681

Isbæger, Harlekin, 5,1cm, Ø8,6cm, 160 ml, rød, pap/PE, 6 oz



Produktbeskrivelse

Bæger - velegnet til is.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Isbæger
Farve	Rød
Features	6 oz
Materiale	Pap, PE
Højde	5.1 cm
Diameter	8.6 cm
Vægt, netto	6.3 g
Rumindhold, netto	160 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 10/2011
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	43.5 cm	36 cm	56 cm	5703538059438
pk	50 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5703538062476
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.