



Varenummer 1000006723

**Personvægt, Seca 878, 36,2x32,1x6,1cm,
dobbel display, Klasse III, max 200 kg**



Produktbeskrivelse

Seca 878 kan alt, hvad en vægt til mobil brug skal kunne og mere til: Den er let, ekstremt robust bygget, nem at betjene, viser præcise måleværdier ved enhver luftfugtighed og batterierne har en lang levetid. Den kan tændes og slukkes med tæerne med en stor knap på forsiden. Det dobbelte display giver patient og personale mulighed for at aflæse måleresultatet fra to forskellige perspektiver samtidigt. Og med 2-i-1-knappen kan babyens vægt måles i armene på sine forældre. Anvender 6 styk AA-batterier som medfølger. Strømforsyning og højdemål kan tilkøbes. Klasse III medicinsk udstyr opfylder den højeste grad af præcision og nøjagtighed og er beregnet til at blive brugt til diagnostiske eller terapeutiske formål

Specifikationer

Produktbetegnelse	Personvægt
Varemærke	Seca
Vareserie	878
Features	Dobbel display, Klasse III, max 200 kg
Graduering	100 g < 150 kg > 200 g
Længde/dybde	36.2 cm
Bredde	32.1 cm
Højde	6.1 cm
Vægt, netto	4.1 kg
Strømspecifikationer	Batterier
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	CE 0109, CE 0123
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	43.5 cm	35.5 cm	11.7 cm	4012030017077
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.