



Varenummer 1000006894

Højdemål, Seca 216, 21,7x12x150cm, hvid, til vægmontering

- ✓ Fleksibel valgbart måleområde
- ✓ Nem aflæsning
- ✓ Hovedstop, der kan sættes fast



Produktbeskrivelse

Seca 216 stadiometer er udstyret med en variabel skala, der skubbes ind i en 138 centimer lang kunststofprofil. Målestokken monteres på væggen i den ønskede højde. Brugeren vælger selv det måleområde, der vises i kunststofprofilen. En nøjagtig aflæsning af resultatet foregår ved hjælp af et tydeligt aflæsningsvindue, der er placeret på siden af målestokken. Resultatet bibeholdes også efter målingen med en stopanordning på hovedstoppet. Den variable skala kan tilpasses fra : 3,5 til 230 cm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Højdemål
Varemærke	Seca
Vareserie	216
Farve	Hvid
Features	Til vægmontering
Graduering	1 mm
Længde/dybde	21.7 cm
Bredde	12 cm
Højde	150 cm
Vægt, netto	1.7 kg
Inkluderet tilbehør	Materiale til montering.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	CE 0123
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	154 cm	26 cm	13.5 cm	4012030005883



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.