

Varenummer 1000006898

Kropsanalysevægt, Tanita DC360, fjerndisplay, max 270 kg



Produktbeskrivelse

DC 360 kropsanalysevægt, fjerndisplay version fra Tanita til professionelle. Vægten laver en hurtig og præcis kropsanalyse på kun 15 sekunder og er transportabel. Tanita DC 360 P-vægten måler følgende: Vægt, BMI, stofskifte, fedtprocent, fedtmasse, visceralt fedt, muskelmasse, vand i procent og kilo, knoglemasse, metabolisk alder, vægten har integreret printer, der udskriver den komplette kropsanalyse på få sekunder. Max vægtkapacitet på 270 kg med 100 g nøjagtighed.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kropsanalysevægt
Varemærke	Tanita
Vareserie	DC360
Features	Fjerndisplay, max 270 kg
Graduering	100 g
Inkluderet tilbehør	6 stk. 1,5V AA-batterier.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				

