



Varenummer 1000007068

Probespids, MT10, til MT10 tympanometer

Produktbeskrivelse

Probespidsen passer til MT10 tympanometer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Probespids
Varemærke	MT10
Features	Til MT10 tympanometer
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	2.4 cm	1.1 cm	1.1 cm	