



Varenummer 1000007069

Forseglingsdel, MT10, tympanometer probespids

Produktbeskrivelse

Forseglingspakning anvendes sammen med MT10 probespiden.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forseglingsdel
Varemærke	MT10
Features	Tympanometer probespids
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0.9 cm	0.8 cm	0.2 cm	