



Varenummer 1000007141

Instrumentopvask, Ecolab Sekusept MultiEnzyme, 2 l, med farve, uden parfume

- ✓ Fjernelse af humant væv, sekreter mv.
- ✓ Testet og dokumenteret
- ✓ Indeholder ikke farlige stoffer og/eller opløsningsmidler



Produktbeskrivelse

Anvendes til fjernelse af humant væv, sekreter mv. på f.eks. instrumenter før desinfektion. Testet og dokumenteret. Ny og innovativ kombination af enzymer til manuel vask af skoper og instrumenter. Indeholder ikke farlige stoffer og/eller opløsningsmidler og er derfor velegnet til manuel brug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrumentopvask
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Sekusept MultiEnzyme
Features	Med farve, uden parfume
pH-værdi (konc.)	8,5
Rumindhold, netto	2 l
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, MDR (EU) 2017/745
Doseringsinstruktioner	Sekusept MultiEnzyme doseres efter anbefaling på etiketten øvrige produktinformationer. Vandtemperatur mellem 20-37°C. Rør grundigt. Rengøring med børste kan starte umiddelbart efter, at opløsning er blandet. Ønskes opløsning af humane rester først, anbefales iblødsætning af instrument i 15 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	30.2 cm	19.2 cm	32.2 cm	4028163046624
stk	1 stk				4028163046631



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
parfume.



Produktet kræver brug af
beskyttelseshandsker.