



Varenummer 1000007259

## Tappéhane, rød, til 10 og 20 l dunk, Ø61mm

✓ God størrelse tappéhane, som kan passe ned i en sprayflaske

### Produktbeskrivelse

Tappéhane til brug ved manuel taping fra diverse 10 og 20 ltr. dunke. Udløbsrøret på tappéhanen har Ø 19mm, og passer således ned i de fleste flasker, og gør det nemt for brugeren at dosere midlet. Bemærk at tappéhanen har Ø 61 mm og passer dermed til mange dunke, men ikke alle.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tappéhane
Farve	Rød
Features	Til 10 og 20 l dunk, Ø61mm

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	38.5 cm	36 cm	31 cm	5708891411541
stk	1 stk				5708891411541