



Varenummer 1000007281

Målehoved, CustoMed, Spiromobile, hvid, til spiro mobile



Produktbeskrivelse

Målehoved passer til spiro mobile greb og mundstykke.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Målehoved
Varemærke	CustoMed
Model	Spiromobile
Farve	Hvid
Features	Til spiro mobile
Materiale	PP
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	13 cm	10 cm	4 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.