

Varenummer 1000007282

Infusionssæt, CareFusion, 200 cm slange, med udluftning, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med infusion. Sæt med udluftning er forsynet med en lukkeanordning, hvilket gør at disse sæt kan benyttes både til glasflasker og plastikposer.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Infusionssæt
Varemærke	CareFusion
Features	200 cm slange, med udluftning, steril
Materiale	PVC
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	60 cm	27 cm	22.5 cm	37613203025677
pk	10 stk	23 cm	22.5 cm	5.5 cm	7613203025669
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt