



Varenummer 1000007349

## Printerpapir, 25m x 5,5cm, Ø5cm, på rulle

### Produktbeskrivelse

Printerpappirrolle til Reactif Touch urinalyseapparat.

### Specifikationer

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Printerpapir                      |
| Features                         | På rulle                          |
| Længde/dybde                     | 25 m                              |
| Bredde                           | 5.5 cm                            |
| Diameter                         | 5 cm                              |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.        |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes. |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|-----|
| pk    | 4 stk      | 12.5 cm | 12.5 cm | 6.5 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |     |

