



Varenummer 1000007391

Blodprøvetagningskanyle, BD Vacutainer UltraTouch, 21G, 0,8 x 19mm, 18cm slange, med luer-adapter og trykknop



Produktbeskrivelse

BD Vacutainer UltraTouch giver en bedre patientoplevelse og reducerer nålestikuheld. UltraTouch er med enhåndsbetjent sikkerhedsaktivering, som gør, at kanylen straks trækker sig tilbage efter brug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningskanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer UltraTouch
Features	0,8 x 19mm, 18cm slange, med luer-adapter og trykknop
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	21G
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 pk	44.5 cm	28.5 cm	15.5 cm	50382903673938
pk	50 stk	27.8 cm	14.5 cm	11 cm	30382903673934



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.