

En ny blodprøvetagnings- oplevelse



BD Vacutainer®

UltraTouch™

blodprøvetagningsæt
med trykknop

*Forenkling af evalueringsprocessen
for at give en bedre patientoplevelse*



Forenkling af evalueringsprocessen for at give en bedre patientoplevelse



Reducerer nålestikuheld med op til 88 %.

Enhåndsbetjent sikkerhedsaktivering i venen trækker straks kanylen tilbage efter brug.



Minimerer ubehag for patienten.

Op til 32 % mindre penetrationskraft sammenlignet med en 3-facetteret tyndvægget kanyle.



Forbedret venepunktur.

Ultratynd RightGauge™ kanyle tillader brug af en mindre gauge-størrelse, der passer til flere vener, uden at gå på kompromis med fyldningstid eller prøve kvalitet.

Vælg BD Vacutainer® **UltraTouch™** blodprøvetagningssættet med tryknap hver gang

Katalognummer	Beskrivelse	Æske/kasse
367363	25G x 0,75" (0,5 x 19 mm) kanyle med 12" (305 mm) slange og luer-adapter	50/200
367364	23G x 0,75" (0,6 x 19 mm) kanyle med 12" (305 mm) slange og luer-adapter	50/200
367365	21G x 0,75" (0,8 x 19 mm) kanyle med 12" (305 mm) slange og luer-adapter	50/200
367391	25G x 0,75" (0,5 x 19 mm) kanyle med 7" (178mm) slange og luer-adapter	50/200
367392	23G x 0,75" (0,6 x 19 mm) kanyle med 7" (178mm) slange og luer-adapter	50/200
367393	21G x 0,75" (0,8 x 19 mm) kanyle med 7" (178mm) slange og luer-adapter	50/200



www.bd.com/vacutainer/ultratouch

BD, BD-logoet og alle andre varemærker tilhører Becton, Dickinson and Company. ©2016 BD