




Varenummer 1000007392

**Blodprøvetagningskanyle, BD Vacutainer UltraTouch, 23G, 0,6 x 19mm, 18cm slange, med luer-adapter og trykknop, steril**



## Produktbeskrivelse

BD Vacutainer UltraTouch giver en bedre patientoplevelse og reducerer nålestikuheld. UltraTouch er med enhåndsbetjent sikkerhedsaktivering, som gør, at kanylen straks trækker sig tilbage efter brug.

**STERILE**

## Specifikationer

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                    | Blodprøvetagningskanyle                                                                  |
| Varemærke                            | BD                                                                                       |
| Vareserie                            | Vacutainer UltraTouch                                                                    |
| Features                             | 0,6 x 19mm, 18cm slange, med luer-adapter og trykknop, steril                            |
| Størrelse på injektionssprøjtekanyle | 23G                                                                                      |
| Certifikater                         | CE. MD.                                                                                  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)         | Klasse IIa                                                                               |
| Direktiver, lovgivning og regler     | MDR (EU) 2017/745                                                                        |
| Holdbarhed                           | 3 år                                                                                     |
| Opbevaringsinstruktioner             | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                             |
| Bortskaffelse af produkt             | Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. |
| Bortskaffelse af emballage           | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                        |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kil   | 200 stk    | 44.5 cm | 29 cm   | 15.5 cm | 50382903673921 |
| pk    | 50 stk     | 27.5 cm | 14.5 cm | 10.8 cm | 30382903673927 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |                |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE