



Produktdatablad

Overfladedesinfektionsservietter, ethanolbaseret 70%, Abena, hvid

Varenummer : 1000007437
Varegruppe : Abena
Forpakninger : 10 pakker = 1 kolli
42 kolli = 1 palle



Varedeklaration

| | |
|---|---|
| Produktbetegnelse: | Overfladedesinfektionsservietter, ethanolbaseret 70% |
| Varemærke: | Abena |
| Holdbarhed: | 36 måneder |
| Holdbarhed, åbnet: | 12 måneder |
| Farve: | hvid |
| Tekniske ingredienser: | 70% Ethanol., Alcohol Denat., aqua |
| Features: | dispenserbox med 200 stk hvide servietter |
| pH-værdi (konc.): | 6,5-7,5 |
| Længde/dybde: | 19,5 cm |
| Bredde: | 19,5 cm |
| Produkt- eller teststandarder: | EN 1276, EN 13697, EN 14348, EN 14476, EN 1650, EN 16615 |
| Direktiver, lovgivning og regler: | Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU Overfladedesinfektionsserviet til desinfektion af overflader og udstyr. Desinficerer mod en bred række af mikroorganismer blandt andet, Samonella, E-coli, Camphylobacter MRSA, Listeria, virusser og skimmelsvampe. |
| Produktbeskrivelse: | Produktet er vurderet af CEI som egnet til desinfektion i sundhedssektoren, og lever op til de nye krav om blandt andet en 4-fjeld test ifølge EN16615. Produktet er også godkendt af fødevarestyrelsen J. nr. 2015-29-7105-00086 med dispensation for efterskyld med vand. Servietten indeholder 75% IPA. Godkendt af Fødevarestyrelsen j.nr.2015-29-7105-00086 med dispensation for efterskyl med vand. |
| Vejledning i brug/ anvendelse: | Inden området/genstanden desinficeres, skal der rengøres for at opnå den ønskede effekt. 1 serviet dækker ½ m2. Objektet holdes fugtigt i 1 minut for effektiv drab. Hvor fordampningen sker hurtigt, gentages behandlingen. |
| Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse: | Kan genbruges eller forbrændes. |
| Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage: | Kan genbruges eller forbrændes. |