



Varenummer 1000007492

Forlængerslange, CareFusion, 1,5m, til sprøjtepumpe, volumen 1,21 ml, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes som forlængerslange til infusionsbehandling.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Forlængerslange
Varemærke	CareFusion
Features	Til sprøjtepumpe, volumen 1,21 ml, steril
Længde/dybde	1.5 m
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	40 cm	39.5 cm	21.5 cm	58428820017416
pk	25 stk	22.5 cm	17.5 cm	8.5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt