

Varenummer 1000007600

Sølvbandage, PolyMem Silver, 32x10,8cm, u/klæbende kontaktlag og u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Modulerer inflammation
- ✓ Renser kontinuerligt
- ✓ Understøtter og accelerer autolytisk debridering
- ✓ Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- ✓ Sikrer optimalt fugtigt sårmiljø
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Lindrer smerter (anti-nociceptorisk)



Produktbeskrivelse

PolyMem Multifunktionel sårbandage tilsat sølv designet til aktivt at fremme heling af inficerede sår samt lindre smerte.

Består foruden mikroskopiske sølvpartikler af en matrix med en sårrensende surfaktant, fugtgivende glycerin, superabsorberende stivelse samt en semipermeabel filmoverside. Sølvet aktiveres i takt med, at bandagen bliver fugtig og absorberer sårvæske, debris og bakterier. Sølvet virker kun i bandagen og bliver således ikke frigivet til sårbunden, hvorved nye celler beskyttes mod sølvets toksiske effekt, og sår/væv misfarves ikke af sølvet. Kan således anvendes til alle, der tåler sølv, herunder nyfødte og spædbørn.

In vitro forsøg viser mindst 99,9% af bakterielle og fungale stammer forsvinder. PolyMem Silver bandagerne har i øvrigt samme unikke terapeutiske funktion som PolyMem Multifunktionelle sårbandager uden sølv.

PolyMem Silver anvendes ved kritisk kolonisering, risiko for infektion samt til behandling af inficerede sår, hvor den underliggende årsag til infektionen er behandlet. Endvidere er PolyMem Silver særdeles velegnet til reduktion af lugtgener fra sår.

PolyMem Standard Silver vælges og anvendes efter samme principper som PolyMem Standard uden sølv, og er velegnet til sår med let til moderat sekretion.

Bør appliceres mindst 2–3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når sårkanten. Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMems effekt.

Kan klippes i. Kan sidde i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det.

Fikseres med passende sekundær fiksering. Ved fiksering med klæb, da kun i kanten.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	PolyMem
Vareserie	Silver
Features	U/klæbende kontaktlag og u/klæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR-skum, PUR-film, F68 surfaktant, glycerin, co-polymer stivelse, nanokrystalliseret sølv
Længde/dybde	32 cm
Bredde	10.8 cm
Certifikater	CE.

CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	PolyMem bandagerne må ikke anvendes sammen med hypokloridopløsninger (kloramin).
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	38.5 cm	18 cm	5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt