


Varenummer 1000007602



## Sølvbandage, PolyMem MAX Silver, 20x20cm, u/klæbende kontaktag og u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Modulerer inflammation
- ✓ Renser kontinuerligt
- ✓ Understøtter og accelerer autolytisk debridering
- ✓ Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- ✓ Sikrer optimalt fugtigt sårmiljø
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Lindrer smerter (anti-nociceptorisk)



### Produktbeskrivelse

PolyMem Multifunktionel sølvbandage tilsat sølv designet til aktivt at fremme heling af inficerede sår samt lindre smerte.

Består foruden mikroskopiske sølvpartikler af en matrix med en sårrensende surfaktant, fugtgivende glycerin, superabsorberende stivelse samt en semipermeabel filmoverside. Sølvet aktiveres i takt med, at bandagen bliver fugtig og absorberer sårvæske, debris og bakterier. Sølvet virker kun i bandagen og bliver således ikke frigivet til sårbundet, hvorved nye celler beskyttes mod sølvets toksiske effekt, og sår/væv misfarves ikke af sølvet. Kan således anvendes til alle, der tåler sølv, herunder nyfødte og spædbørn.

In vitro forsøg viser mindst 99,9% af bakterielle og fungale stammer forsvinder.

PolyMem Silver bandagerne har i øvrigt samme unikke terapeutiske funktion som PolyMem Multifunktionelle sølvbandager uden sølv.

PolyMem Silver anvendes ved kritisk kolonisering, risiko for infektion samt til behandling af inficerede sår, hvor den underliggende årsag til infektionen er behandlet.

Endvidere er PolyMem Silver særdeles velegnet til reduktion af lugtgener fra sår.

PolyMem MAX Silver vælges og anvendes efter samme principper som PolyMem MAX uden sølv.

Velegnet til sår med moderat til kraftig sekretion, og i særdeleshed initialt i sårbehandlingen med PolyMem.

Bør appliceres mindst 2-3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når sårkanten. Bør ikke kombineres med produkter under, da det hæmmer PolyMem's effekt. Fikseses med passende fiksering. Ved fiksering med klæb, da kun i kanten. Kan tilklippes. Kan sidde i op til 7 dage såfremt sårets tilstand tillader det.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	PolyMem
Vareserie	MAX Silver
Features	U/klæbende kontaktag og u/klæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR-skum, PUR-film, F68 surfaktant, glycerin, co-polymer stivelse, nanokrystalliseret sølv
Længde/dybde	20 cm
Bredde	20 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	PolyMem bandagerne må ikke anvendes sammen med hypokloridopløsninger (kloramin).
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	29.5 cm	26.5 cm	9.7 cm	30735471010883
pk	5 stk	29.5 cm	25.5 cm	4.1 cm	20735471010886
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt