

Varenummer 1000007735



Øse, Vikan, 33x19,5x11,5cm, 2 l, hvid, PP

- ✓ Ergonomisk design
- ✓ Hældetud i hver side
- ✓ Med måleskala inde i øsen
- ✓ Reduceret bakterieføremst



Produktbeskrivelse

Ergonomisk designet øse med hældetud i hver side, som gør det muligt at hælde fra øsen både med venstre og højre hånd. Der er måleskala inden i øsen. Den glatte overflade reducerer muligheden for at bakterier kan sætte sig fast og letter rengøringen af produktet efter brug. Velegnet til brug i forbindelse med flytning og blanding af fødevarer i flydende eller fast form.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øse
Varemærke	Vikan
Farve	Hvid
Materiale	PP
Længde/dybde	33 cm
Bredde	19.5 cm
Højde	11.5 cm
Vægt, netto	0.26 kg
Rumindhold, netto	2 l
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704
Temperatur Tolerance	Ved temperatur fra -20°C til +100°C.
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved 93°C i opvaskemaskine. Kan autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	43 cm	30 cm	25 cm	15705028000569
stk	1 stk				5705022000551



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.