



Varenummer 1000007818



Dispenser, Diversey Soft Care, hvid, plast, til toiletsæderens, 1,0 ml pr. dosering

- ✓ Soft Care
- ✓ toiletsædedesinfektion
- ✓ manuel dispenser

Produktbeskrivelse

Manuel dispenser til Toiletsæderens, nem at betjene, nem at rengøre, vinduet gør det nemt at se når refillen er tom. Anvendes på et stykke papir, der bruges til aftørring af toiletsædet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Diversey
Vareserie	Soft Care
Farve	Hvid
Features	Til toiletsæderens, 1,0 ml pr. dosering
Materiale	Plast
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes på et stykke papir, der bruges til aftørring af toiletsædet.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	21.7 cm	13.2 cm	10.6 cm	7615400090167
stk	1 stk				