



Varenummer 1000007825

## Skumbandage, Mepilex Border Flex, 20x10cm, m/silikonekontaktlag og silikoneklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Med innovativ 360 graders Flex Teknologi, hvilket er med til at øge bærekomforten
- ✓ Med eksudatindikator, som indikerer det optimale tidspunkt for bandageskift
- ✓ Med Safetac® sårkontaktlag



### Produktbeskrivelse

Mepilex Border Flex er en ekstra-fleksibel og formbar alt-i-en skumbandage med Safetac silikoneklæb på både skumpuden og borderen. Den er designet til høj væske-håndteringskapacitet og kan håndtere alle typer af såreksudat. Flexibiliteten og de fremragende væskehåndteringsegenskaber kombineret gør, at bandagen kan blive siddende i længere tid. Bandagen absorberer hurtigt såreksudat, der indeholder bakterier. En unik kombination af Flex-teknologi og ekstra superabsorberende fibre hjælper med at transportere bakterierne gennem bandagens lag. Retentionslaget indkapsler bakterierne og forhindrer dem i at trænge tilbage ned i sårbunden, selv under tryk.

Er brusetæt.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Mepilex
Vareserie	Border Flex
Features	M/silikonekontaktlag og silikoneklæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR-film, PUR-skum, nonwoven, bomuldsfiber, silikone
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Størrelse på sårpude	5 x 15 cm
Steriliseringsmetode	ETO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	I tilfælde af tegn på klinisk infektion fx feber eller hvis såret eller den omkringliggende hud bliver rød, varm og hævet, skal en sundhedsperson konsulteres med henblik på passende behandling.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	29 cm	17 cm	21 cm	7333350456146
pk	10 stk	27 cm	15.5 cm	6 cm	7323190204601
stk	1 stk				7323190204571



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

**STERILE**

Produktet er sterilt