


Varenummer 1000008009


Hånddesinfektionsgel, Diversey Soft Care Des E H5, 1,3 l, IntelliCare

- ✓ Soft Care hånddesinfektions gel
- ✓ 85% ethanol
- ✓ hånddesinfektionsgel

Produktbeskrivelse

Soft Care Des E er en alkohol-gel til hånddesinfektion uden brug af vand. Velegnet til kirurgisk hånddesinfektion. Uden parfume, hvilket udelukker risikoen for at forurene fødevarer. Velegnet til brug i fødevareresektoren. Hånddesinficerende alkohol-gel, baseret på ethanol. Ethanol er yderst effektive desinficerende stoffer og som følge deraf særdeles effektiv mod hudens mikroorganismer. Indeholder fugtgivende stoffer og fremragende hudplejende ingredienser (forebygger tør og irriteret hud). Kan anvendes på områder, hvor der er behov for hyppig hånddesinfektion, f.eks. hospitaler.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektionsgel
Varemærke	Diversey
Vareserie	Soft Care Des E H5
Farve	Klar
Features	IntelliCare
Rumindhold, netto	1.3 l
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Produktet er brandfarlig, så bør holdes væk fra antændelseskilder.
Holdbarhed	36 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	4 stk	28 cm	19.2 cm	26 cm	7615400757848
stk	1 stk				



Produktet er meget
brandfarligt.