



Varenummer 1000008103



## Overfladedesinfektion, Tana Professional APESIN Kitchen, 325 ml, til Quick & Easy, uden farve og parfume

✓ Quick & Easy

### Produktbeskrivelse

Desinfektionsmiddel til rengøring af køkken med stor antibakteriel og antiskimmel aktivitet i områder med fødevarer. APESIN kitchen Quick & Easy sikrer effektiv desinfektion og rengøring i et trin. Det koncentrerede indhold minimerer transportvægt og lagerkapacitet. Quick & Easy's bærbare doseringssystem sikrer præcis og sikker dosering. Indeholder ikke farvestoffer og parfume. Ved at undlade at anvende ingredienser som aldehyd, fenol, alkohol og klorin sikrer man, at der ikke opstår lugtgener. Produktet indeholder ingen aerosol takket være en innovativ skumløsning, og er derfor perfekt egnet til store områder. CLP-fri brug giver maksimal brugersikkerhed. APESIN kitchen Quick & Easy er velegnet til hårde overflader i områder med fødevarer, fx køkkener, kantiner, restauranter og levnedsmiddelindustrien. Kan sagtens komme i kontakt med fødevarer i overensstemmelse med bestemmelserne for kontakt med fødevarer. Høj kompatibilitet på almindelige plastmaterialer, fx PMMA/polymethylmethacrylat plexiglas 8N, POM/polyoxymethylen hostaform type C 9021, type 13021. Fremragende kompatibilitet på elektropletterede overflader såsom krom, rustfrit stål og messing samt på glas. Godkendt af fødevestyrelsen j. nr. 2018-29-7105-00458. Apesin er testet mod Corona



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Overfladedesinfektion
Varemærke	Tana Professional
Vareserie	APESIN Kitchen
Features	Til Quick & Easy, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	pH ~ 10,5
Rumindhold, netto	325 ml
Produkt- eller teststandarder	EN 1276, EN 13697, EN 14476, EN 1650, EN 16615
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Doseringsinstruktioner	Quick & Easy systemet består af en 325 ml koncentratbeholder med rengørings- eller desinfektionsmiddel og en 325 ml vandbeholder. Vandbeholderen kan genfyldes ca. 16 gange, før en koncentratbeholder er tom. En koncentratbeholder rækker derfor til ca. 5,5 liter brugsopløsning. Det svarer til 11 stk. 500 ml klar-til-brug flasker eller 7,3 stk. 750 ml klar-til-brug flasker.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	19.6 cm	11 cm	16.8 cm	4031278543209
stk	1 stk				4031278943207



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet bruges til desinfektion.



Produktet er ætsende.