



Varenummer 1000008149

Stolevægt, Seca, 952, 563x897x956mm,
digital, max 200 kg



Produktbeskrivelse

Seca 952 er en stolevægt til vejning i siddende stilling. Vægten har opklappelige armlæn og fodstøtter, sikre hjulbremses, et ergonomisk formet sæde og letløbende hjul sammen med det ergonomisk formede håndtag, der gør det meget nemt at skubbe. Længde/dybde 563 mm, Bredde 897 mm, Højde 956 mm

Vægt netto 22.4 kg, Strømspecifikationer Batterier, Graduering 100 gram.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stolevægt
Varemærke	Seca
Model	952
Features	Digital, max 200 kg
Graduering	100 g
Længde/dybde	563 mm
Bredde	897 mm
Højde	956 mm
Vægt, netto	22.4 kg
Strømspecifikationer	Batterier
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	94.5 cm	59 cm	112 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.