


Varenummer 1000008203



Doseringsæske, ABENA, lyseblå, med låg og 4 rum, morgen,middag,aften,nat



Produktbeskrivelse

Doseringsæske med 4 rum til dosering af tabletter. Det er muligt at få æsken med forskellige påtrykte tidspunkter (morgen, middag, aften og nat) eller helt uden tryk. Låg medfølger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsæske
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Med låg og 4 rum, morgen,middag,aften,nat
Materiale	PP
Længde/dybde	22.2 cm
Bredde	6.1 cm
Højde	1.5 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Bør plastsorteres. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Er primært til engangsbrug, men kan benyttes flere gange.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	200 stk	39 cm	33.5 cm	29 cm	3877000524488
stk	1 stk				