



Varenummer 1000008303

Diversey
A SCOLINE COMPANY

Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo 2100 micro, orange, 2-rums, ride-on, 75/75 l, 550 mm

- ✓ Ultra kompakt
- ✓ Effektiv

Produktbeskrivelse

Ultra kompakt og særdeles effektiv mikro ride-on kombinationsmaskine til rengøring af store arealer. Den nye TASKI Swingo 2100micro tilbyder en enestående ydeevne, som drager fordel af kombinationen af hastighed, pladsbesparelse, manøvredegtighed og en høj tankkapacitet. Et helt nyt design i rengøringsfunktionalitet, som reducerer manuelt arbejde og giver problemfri rengøring på store og små områder med det bedste rengøringsresultat og en lav samlet ejerskabsomkostning. Maskinens lille størrelse gør, at den problemfrit kan være i alle større elevatorer, så den kan bruges på alle etager på et site. Maskinen har en Offset børstefunktion med 14 cm forskydning til højre, og IntelliFlow som sikrer korrekt udlægning af vandopøsning i gulver baseret på maskinens hastighed. Der er mulighed for tilkøb af det automatiske doseringssystem IntelliDose (1000008734) for at sikre korrekt dosering af rengøringsmidler. Maskinen leveres uden børster (1000004776) eller rondelholder (1000007876) som derfor skal tilkøbes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 2100 micro
Farve	Orange
Features	Ride-on
Længde/dybde	1380 mm
Bredde	580 mm
Højde	1280 mm
Vægt, brutto	380 kg
Strømspecifikationer	1440 W
Vaske/fejebredde	550
Rent/snavsevandtank, kapacitet	75/75 l
Antal rum	2-rums

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 undefined	149 cm	84 cm	146 cm	7615400221691
stk	1 stk				