



Varenummer 1000008303

Diversey

Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo 2100 micro, gel, orange, 2-rums, ride-on, 75/75 l, 550 mm

- ✓ Ultra kompakt
- ✓ Effektiv

Produktbeskrivelse

Ultra kompakt og særdeles effektiv mikro ride-on kombinationsmaskine til rengøring af store arealer. Den nye TASKI Swingo 2100µmicro tilbyder en enestående ydeevne, som drager fordel af kombinationen af hastighed, pladsbesparelse, manøvreedygtighed og en høj tankkapacitet. Et helt nyt design i rengøringsfunktionalitet, som reducerer manuelt arbejde og giver problemfri rengøring på store og små områder med det bedst mulige rengøringsresultat og en lav samlet ejerskabsomkostning. Maskinens lille størrelse gør, at den problemfrit kan være i alle større elevatorer, så den kan bruges på alle etager på et site. Maskinen har en Offset børstefunktion med 14 cm forskydning til højre, og IntelliFlow som sikrer korrekt udlægning af vandopøsning i gulver baseret på maskinens hastighed. Der er mulighed for tilkøb af det automatiske doseringssystem IntelliDose (1000008734) for at sikre korrekt dosering af rengøringsmidler. Maskinen leveres uden børster (1000004776) eller rondelholder (1000007876) som derfor skal tilkøbes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 2100 µmicro
Farve	Orange
Features	Ride-on
Længde/dybde	1380 mm
Bredde	580 mm
Højde	1280 mm
Vægt, brutto	380 kg
Strømspecifikationer	1440 W
Batteri driftstid	240 m
Vaske/fejebredde	550 mm
Rent/snavsevandtank, kapacitet	75/75 l
Antal rum	2-rums
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF, (EU) 2023/1542

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 undefined	149 cm	84 cm	146 cm	7615400221691
stk	1 stk				