


ABENA®

Produktdatablad

Rørrensershoved, Vikan, 200mm, Ø20mm, rød, PP/polyester/rustfrit stål, medium børstehår

Varenummer : 1000008320
Varegruppe : Rørbørster
Forpakninger : 10 stk = 1 kolti



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Rørrensershoved
Varemærke: Vikan
Farve: rød
Materiale: PP, polyester, rustfrit stål
Features: medium børstehår
Længde/dybde: 200 mm
Diameter: 20 mm
Vægt, netto: 0,03 kg
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU, 2023/2006/EC
Produktbeskrivelse: Rørrensers der er velegnet til brug på mejerier, vinindustrien og fiskeindustrien til rengøring af rør og andre snævre områder. Kan anvendes med fleksibelt skaft.
Temperaturlolerance: Ved temperatur fra -20°C til +100°C.
Vaskeanvisninger: Kan rengøres ved 93°C i opvaskemaskine. Kan autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 168622, 168511