



Varenummer 1000008386

Lyskasse, 15x64x40cm, hvid, med komplet LED-lys til synstavle

Produktbeskrivelse

Anvendes som lyskabinet til synsprøvetavler i forbindelse med synsprøve i ny og forbedret kvalitet. Med LED Lys der giver en bedre oplevelse for både læge og patient når der skal foretages synsprøver. Tilsluttes stikkontakten (240V)

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lyskasse
Farve	Hvid
Features	Med komplet LED-lys til synstavle
Længde/dybde	15 cm
Bredde	64 cm
Højde	40 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	75 cm	26 cm	41 cm	
stk	1 stk				

