



Varenummer 1000008412

EKG Instrument, CustoMed, Cardio 300 BT-A, BlueTooth



Produktbeskrivelse

Custo cardio 300 softwarebaseret ekg-apparat med 12 afledninger. Integreerede LED'er lamper angiver signalkvaliteten af EKG'et – individuelt for hver afledning. Start-stop funktion direkte på apparatet eller i softwaren samt udskiftelige patientkabel og 10 timers funktionstid med det integrerede genopladelige batteri. Custo Cardio 300 viser de optagede EKG-data i Customedsoftwaren installeret på din PC/Netværk. Softwaren indeholder funktioner som analyse/diagnoseforslag, målredskaber, indstilling af hastighed, amplitudehøjde og meget andet. Overførsel til PC/computer via Blue-Tooth. Kan integreres i de fleste journal systemer. Patientkabel tilkøbes seperat. Ved brug af Customed cardio 300 Ekg apparat kræves det, at du har installeret Customed grundsoftware samt CustoMed ekg-software. Oplader medfølger. Læs venligst øvrig produktinformation for korrekt håndtering af genopladelige batterier

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG Instrument
Varemærke	CustoMed
Model	Cardio 300 BT-A
Features	BlueTooth
Strømspecifikationer	Bluetooth, USB og WiFi
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	31.5 cm	22.5 cm	11 cm	4050202122037



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.