


Varenummer 1000008524


Termobuks, Mascot Winnipeg, S, 370 g/m², hvid, polyester

- ✓ Elastik i taljen
- ✓ Trykknappregulering ved fod


STANDARD
100

Produktbeskrivelse

Ultralydssvejet polyester med polyestervat som isolering. Elastik i taljen. Trykknappregulering ved fod.



Specifikationer

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse | Termobuks |
| Varemærke | Mascot |
| Vareserie | Winnipeg |
| Størrelse | S |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyester |
| Ingredienser/sammensætning | 100% polyester |
| Tykkelse | 370 g/m ² |
| Certifikater | OEKO-TEX. |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares rent og tørt. |
| Vaskeanvisninger | Kan kogevaskes ved op til 95°C. Kan tørretumbles ved op til 80°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| stk | 1 stk | | | | 5711074103744 |



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke stryges.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.