



Varenummer 1000008526



## Termobuks, Mascot Winnipeg, L, 370 g/m<sup>2</sup>, hvid, polyester

- ✓ Elastik i taljen
- ✓ Trykknappregulering ved fod



### Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset polyester med polyestervat som isolering. Elastik i taljen. Trykknappregulering ved fod.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Termobuks
Varemærke	Mascot
Vareserie	Winnipeg
Størrelse	L
Farve	Hvid
Materiale	Polyester
Ingredienser/sammensætning	100% polyester
Tykkelse	370 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	OEKO-TEX
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Vaskeanvisninger	Kan kogevaskes ved op til 95°C. Kan tørretumbles ved op til 80°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5711074103706



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke stryges.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.