



Varenummer 1000008532



Termovest, Mascot Mirabel, XS, 370 g/m², hvid, polyester

- ✓ Gennemgående lynlås
- ✓ Kantet med bånd
- ✓ Forlænget ryg

OEKO
TEX®STANDARD
100

Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset polyester med polyestervat som isolering. Lynlås er gennemgående. Forlænget ryg med ekstra beskyttelse mod kulde. Kantet med bånd.



Specifikationer

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Termovest |
| Varemærke | Mascot |
| Vareserie | Mirabel |
| Størrelse | XS |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyester |
| Ingredienser/sammensætning | 100% polyester |
| Tykkelse | 370 g/m ² |
| Certifikater | OEKO-TEX. |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares rent og tørt. |
| Vaskeanvisninger | Kan kogevaskes ved op til 95°C. Kan tørretumbles ved op til 80°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| stk | 1 stk | | | | 5711074264643 |



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke stryges.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.