

ABENA®

Produktdatablad

Termovest, Mascot Mirabel, L, 370 g/m2, hvid, polyester

Varenummer : 1000008535
Varegruppe : Jakke og cardigan
Forpakninger : 1 stk = 1 stk



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Termovest
Varemærke: Mascot
Vareserie: Mirabel
Farve: hvid
Materiale: polyester
Ingredienser/sammensætning: 100% polyester
Størrelse: L
Tykkelse: 370 g/m2
Certifikater: OEKO-TEX
Produktbeskrivelse: Ultralydssvejset polyester med polyestervat som isolering. Lynlås er gennemgående. Forlænget ryg med ekstra beskyttelse mod kulde. Kantet med bånd.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Vaskeanvisninger: Kan kogevaskes ved op til 95°C. Kan tørretumbles ved op til 80°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 1000008518, 1000008526