



Varenummer 1000008537



Termovest, Mascot Mirabel, XXL, 370 g/m², hvid, polyester

- ✓ Gennemgående lynlås
- ✓ Kantet med bånd
- ✓ Forlænget ryg



STANDARD 100

Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset polyester med polyestervat som isolering. Lynlås er gennemgående. Forlænget ryg med ekstra beskyttelse mod kulde. Kantet med bånd.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Termovest
Varemærke	Mascot
Vareserie	Mirabel
Størrelse	XXL
Farve	Hvid
Materiale	Polyester
Ingredienser/sammensætning	100% polyester
Tykkelse	370 g/m ²
Certifikater	OEKO-TEX.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Vaskeanvisninger	Kan kogevaskes ved op til 95°C. Kan tørretumbles ved op til 80°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				5711074264483



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke stryges.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.