



Varenummer 1000008539



## Termovest, Mascot Mirabel, 4XL, 370 g/m<sup>2</sup>, hvid, polyester

- ✓ Gennemgående lynlås
- ✓ Kantet med bånd
- ✓ Forlænget ryg



STANDARD 100

### Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset polyester med polyestervat som isolering. Lynlås er gennemgående. Forlænget ryg med ekstra beskyttelse mod kulde. Kantet med bånd.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Termovest
Varemærke	Mascot
Vareserie	Mirabel
Størrelse	4XL
Farve	Hvid
Materiale	Polyester
Ingredienser/sammensætning	100% polyester
Tykkelse	370 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	OEKO-TEX.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Vaskeanvisninger	Kan kogevaskes ved op til 95°C. Kan tørretumbles ved op til 80°C. Tåler ikke klor. Må ikke stryges.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				5711074264520



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke stryges.



Produktet kan vaskes ved 95 grader eller derunder.