



Varenummer 1000008567

Langstræksbind, Dauerbinde K, 7m x 10cm, beige, 7m udstrakt, m/clips, bulk i papæske, latexfri, usteril, flergangs

- ✓ Let at anlægge
- ✓ Det bløde stof tilpasser sig alle legemets former
- ✓ Høj retraktionskraft
- ✓ Meget blødt og spændstigt
- ✓ God tilpavningsvene



Produktbeskrivelse

Dauerbinde K er en kraftig langstræksbandage, der anvendes til behandling af ødem ved venøse og lymfatiske lidelser. Giver et højt arbejds- og hviletryk. Kan endvidere anvendes også til støttebandage ved traume på led og muskler. Strækevne: ca. 170%. Kan vaskes og anvendes mange gange. Dauerbinde er 2,5 m ved udpakning, dvs. i ikke-strakt tilstand.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Langstræksbind
Varemærke	Dauerbinde
Vareserie	K
Sekundær farve	Beige
Features	7m udstrakt, m/clips, bulk i papæske, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	58% bomuld, 24% polyamid, 8% elasthan, 10% viskose
Længde/dybde	7 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes, koges og steriliseres (autoklav 121°C).
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	8 pk	57.3 cm	36.3 cm	25 cm	4056649246992
pk	10 stk	29 cm	11 cm	12 cm	4056649247531



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.