



Varenummer 1000008602

## Aflastningsmåtte, KleenThru +, 143x86cm, sort, nitril, med kanter, antibakteriel

- ✓ Antibakterielle måtte
- ✓ Resistent overfor kemikalier
- ✓ Med indbygget drænhuller

### Produktbeskrivelse

Aflastningsmåtte med antibakterielle egenskaber som inhibere bakterievækst. Måtten er ligeledes skridsikker og resistent over for olie og diverse kemikalier. Kan vaskes i opvasker i op til 60 graders varme. Med indbygget drænhuller kan måtten også afvaske og skylles ved skumlægning. Kan modulopbygges efterønske ved tilkøb af forbinder med varenr. 1000011262.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Aflastningsmåtte
Varemærke	KleenThru +
Farve	Sort
Features	Med kanter, antibakteriel
Materiale	Nitril
Længde/dybde	143 cm
Bredde	86 cm
Vægt, netto	13.39 kg
Tykkelse	8 mm

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	55 cm	30 cm	18 cm	
stk	123 m2				