



Varenummer 1000008634



Desinfektionsmiddel, Diversey Divosan Hypochlorite VT3, 20 l

✓ Højeffektivt

Produktbeskrivelse

Stabiliseret natriumhypochlorit opløsning med forbedret lagerstabilitet og effektivitet. Produktet er et højeffektivt desinfektionsmiddel over for alle mikroorganismer herunder bakterier, gær, svampe, sporer og vira. Specielt formuleret som et slutdesinfektionsmiddel til anvendelse i automatiske CIP-anlæg. Produktet fjerner også lugt og belægninger. Velegnet til iblødsætning og sprayrengøring samt til automatisk dosering i forbindelse med CIP. Divosan Hypochlorite er godkendt af Fødevarerstyrelsen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektionsmiddel
Varemærke	Diversey
Vareserie	Divosan Hypochlorite VT3
pH-værdi (konc.)	pH <12
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29 cm	24 cm	37 cm	7615400180837
stk	1 stk				



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.



Produktet er ætsende.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.